



AVVISO ESPLORATIVO PER LA FORNITURA DI SOLUZIONI DI LAVAGGIO PER MACCHINE AUTOMATICHE DA DESTINARE ALLE VARIE U.U.O.O. DELLA'AORN MOSCATI DI AVELLINO

Allegato B – Caratteristiche Tecniche della Fornitura

Si richiede, quale fabbisogno **annuale**, l'acquisto di:

LOTTO 1

- N. 200 taniche da 5lt di soluzione detergente alcalino concentrato azione pulente e compatibilità con i materiali. Esente da tensioattivi ed agenti ossidanti (cod. suggerito produttore Neodisher FA);
- N. 150 taniche da 5 lt di soluzione neutralizzante a base di acidi organici esente da tensioattivi o fosfati (cod. suggerito produttore Neodisher Z);
- N. 100 taniche da 5 lt di soluzione lubrificante/brillantante a base di emulsionanti e olio bianco altamente purificato tossicologicamente innocuo (cod. suggerito produttore Neodisher IP Konz);

Dichiarazione di utilizzo su LAVASTRUMENTI marca Steelco modello DS10003S.

LOTTO 2

- N. 10 confezioni da 2 pz di detergente concentrato (cod. suggerito produttore SOSLC+5)
- N. 10 confezioni da 2 pz di disinfettante concentrato (cod. suggerito produttore SOSLP5)
- N. 10 confezioni da 2 pz di additivo concentrato (cod. suggerito produttore SOSLA5)

Dichiarazione di utilizzo su LAVAENDOSCOPI marca Soluscope modello SERIE TTE.

LOTTO 3

- N. 60 taniche da 5 lt di soluzione detergente alcalino multiuso concentrato azione pulente e compatibilità con i materiali. Esente da tensioattivi ed alcali caustici (cod. suggerito produttore Med 10 A);
- N. 40 taniche da 5 lt neutralizzante a base di acido organico esente da tensioattivi o fosfati (cod. suggerito produttore Med 30 C).



Dichiarazione di utilizzo su LAVASTRUMENTI marca STEELCO modello DS500DRSD ubicata presso la Centrale di Sterilizzazione/BOC PO Landolfi Solofra e modello DS500SCL ubicata presso la UOC Urodinamica PO Landolfi di Solofra

LOTTO 4

- N. 300 detergente alcalino (per Lavaendoscopi) STEELCO modello EW1 e EW1S (cod. suggerito produttore 9992038 Detergente STEELCO SC);
- N. 100 detergente alcalino (per lavandini) marca STEELCO modello EPW100S (cod. suggerito produttore 9992038);
- N. 150 Acido Peracetico (per Lavaendoscopi) STEELCO modello EW1 e EW1S (cod. suggerito produttore 9992040 Acido Peracetico SEPTO PAC);
- N. 30 soluzione chimica disinfettante per autodisinfezione (lavandini) STEELCO modello EPW100S (cod. suggerito produttore 9992070 chimica per autodisinfezioni livello Decon F).

Dichiarazione di utilizzo su apparecchi LAVAENDOSCOPI e LAVANDINI marca STEELCO.

IN CASO DI PRODOTTI COMPATIBILI È NECESSARIA DICHIARAZIONE DI EQUIVALENZA DEL PRODOTTO OFFERTO CON QUELLO DICHIARATO DAL PRODUTTORE

E' RICHIESTA CAMPIONATURA, CHE NON VERRA' RESTITUITA.

Nota: Atteso che la descrizione dei prodotti in esame può corrispondere, in tutto o in parte, a caratteristiche tecniche possedute da una sola ditta, ai sensi dell'All. II.5 del D.Lgs n. 36/2023, parte II comma 6, deve intendersi inserita la clausola "...o equivalente". Inoltre, ai sensi dell'All. II.5, parte II comma 8 "L'offerente dimostra, nella propria offerta, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all'articolo 105 del codice, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente alle prestazioni, ai requisiti funzionali e alle specifiche tecniche prescritti".