

Lotto n°1 – n° 200 Protesi mammarie anatomiche (P060102) testurizzate a volume fisso riempite con gel di silicone medicale – max 70 punti

PARAMETRI	RANGE PUNTEGGIO
1. Qualità dell'involucro esterno	RANGE 0-24 Sarà attribuito maggior punteggio alla protesi che presenterà maggior follow-up clinico riferito allo specifico prodotto: - qualità alta punti 24 - qualità media punti 14 - qualità bassa punti 8
2. Disponibilità di misure	RANGE 0-8 Si procede con un conto matematico: Alla ditta con il maggior numero di volumi viene assegnato il punteggio massimo ed alle altre aziende viene assegnato un punteggio proporzionalmente minore.
3. Evidenze Scientifiche: Saranno valutati gli articoli presenti su riviste indicizzate su Scopus o Web of Science, per lo specifico prodotto, nonché il follow up presente in letteratura.	RANGE 0-15 - Alta punti 15 - Media punti 6 - Bassa punti 3
4. Qualità del materiale e della manifattura	RANGE 0-8 - qualità alta punti 8 - qualità media punti 3 - qualità bassa punti 2
5. Barriera anti diffusione gel di silicone	RANGE 0-7 - qualità alta punti 7 - qualità media punti 3 - qualità bassa punti 2
6. . Compatibilità delle misure con gli espansori da sostituire	RANGE 0-8 - qualità alta punti 8 - qualità media punti 3 - qualità bassa punti 2

Le ditte dovranno inviare campionature in confezioni sterili.